


Wb, If-P, Elisa용 알파 + 베타 시뉴클레인 단클론 항체 - P37840 / Q16143

품목 번호: CM0010481



소개

인간 알파 + 베타 시뉴클레인(P37840/Q16143)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 사용됩니다. 마우스, 쥐와 교차반응합니다. 파킨슨병 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	알파 + 베타 시뉴클레인 토끼 단클론 항체
비고/별칭	NACP; PARK1; PARK4; PD1; 알파 + 베타 시뉴클레인
종	인간
유전자ID (인간)	6620/6622
유전자ID	6622/6620
면역원	인간 알파 + 베타 시뉴클레인(P37840)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P37840/Q16143
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스팩