

Wb, Elisa용 알파-태아단백(Afp) 모노클로널 항체 - P02771

품목 번호: CM0006798



소개

인간 알파-태아단백(AFP) 단백질에 특이적인 재조합 토끼 모노클로널 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. ~69 kDa 밴드를 검출합니다. 암 바이오마커 및 산전 진단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	알파-태아단백(AFP) 토끼 mAb
비고/별칭	AFPD; FETA; HPAFP; 알파-태아단백(AFP)
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	174
GeneID	174
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로널 항체
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P02771
단백질 분자량	69kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)