

웨스턴 블롯(Wb), 면역형광/면역세포화학(If/Icc), Elisa용 Anti-Alpha-Fetoprotein (Afp) 단일클론 항체 - P02771

품목 번호: CM0004733



소개

인간 Alpha-Fetoprotein (AFP)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 간암 바이오마커 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Alpha-Fetoprotein (AFP) Rabbit mAb
비고/별칭	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
종	인간
GeneID (Human)	174
GeneID	174
면역원	인간 Alpha-Fetoprotein (AFP) (NP_001125.1)의 아미노산 19-609에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02771
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백