

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 항-알파-페토프로테인 (Afp) 단일클론 항체 - P02771

품목 번호: CM0003326



소개

인간 알파-페토프로테인 (AFP)을 표적으로 하는 마우스 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA 적용에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 교차 반응합니다. 간암 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	알파-페토프로테인 (AFP) 마우스 mAb
비고/별칭	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
종	인간
GeneID (인간)	174
GeneID	174
면역원	인간 알파-페토프로테인 재조합 단백질 (Alpha-Fetoprotein (AFP))
원천	마우스
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02771
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백