

Anti-Alpha-Fetoprotein (Afp) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P02771

품목 번호: CM0014059



소개

인간 Alpha-Fetoprotein (AFP)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 69 kDa 밴드를 검출합니다. 발생 생물학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Alpha-Fetoprotein (AFP) Rabbit pAb
비고/별칭	AFPD; FETA; HPAFP; Alpha-Fetoprotein (AFP)
종	인간
GeneID (Human)	174
GeneID	174
면역원	인간 Alpha-Fetoprotein (AFP) (NP_001125.1)의 아미노산 360-609에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02771
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백