


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Alpha Fodrin 폴리클로날 항체 - Q13813

품목 번호: CM0017102



소개

인간 Alpha Fodrin (SPTAN1)을 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 확인되었으며; 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포골격 및 분비 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Alpha Fodrin Rabbit pAb
비고/별칭	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; Alpha Fodrin
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6709
GeneID	6709
면역원	인간 Alpha Fodrin (NP_001123910.1)의 아미노산 950-1130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q13813
단백질 분자량	285kDa
배송	아이스 백(Ice bag)