


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-알파 포드린 토끼 단클론 항체 - Q13813

품목 번호: CM0007604



소개

인간 알파 포드린(SPTAN1)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응성이 있습니다. 세포골격 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	알파 포드린 토끼 mAb
비고/별칭	DEE5; NEAS; EIEE5; SPTA2; 알파 포드린
종	인간
유전자 ID (인간)	6709
유전자 ID	6709
면역원	합성 펩티드 인간 알파 포드린(Q13813)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13813
단백질 분자량	285kDa
배송	아이스 팩