

Wb, Elisa용 Anti-Alpha Internexin 폴리클로날 항체 - Q16352

품목 번호: CM0027595

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Alpha Internexin (NF-66, NEF5) 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스의 알파-인터넥신(신경 세포 중간 필라멘트 단백질)을 인식합니다. 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Alpha Internexin Rabbit pAb
비고/별칭	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alpha Internexin
종	Human
GeneID (인간)	9118
GeneID	9118
면역원	인간 Alpha Internexin (Q16352)의 아미노산 13-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q16352
단백질 분자량	55kDa
배송	Ice bag