

Anti-Alpha Internexin 토끼 단일클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용) - Q16352

품목 번호: CM0008489

소개

사람 Alpha Internexin (INA, Q16352)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경 세포 중간 필라멘트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Alpha Internexin 토끼 mAb
비고/별칭	NEF5; NF66; NF-66; TXBP-1; Alpha Internexin
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	9118
면역원	합성 펩타이드 사람 Alpha Internexin (Q16352)의 아미노산 350-450 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q16352
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)