

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 알파 사르코글리칸(Sgca) 단일클론 항체 - Q16586

품목 번호: CM0003401

소개

인간 알파 사르코글리칸(SGCA, 50DAG, 아달린)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 근막 안정성에 중요한 43kDa 디스트로빈 연관 당단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	알파 사르코글리칸(SGCA) 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	ADL; DAG2; 50DAG; DMDA2; LGMD2D; LGMDR3; SCARMD1; 아달린; 알파 사르코글리칸(SGCA)
종	인간
유전자ID (인간)	6442
유전자ID	6442
면역원	합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q16586
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩