

항알파 사르코글리칸(Sgca) 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - Q16586

품목 번호: CM0026439

소개

인간 알파-사르코글리칸(SGCA)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 근육 질환 및 근육막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	알파 사르코글리칸(SGCA) 토끼 pAb
비고/별칭	ADL; DAG2; 50DAG; DMDA2; LGMD2D; LGMDR3; SCARMD1; 아달린, 알파 사르코글리칸(SGCA)
종	인간
유전자ID (인간)	6442
유전자ID	6442
면역원	제조합 단백질; 인간 알파 사르코글리칸(alpha Sarcoglycan (SGCA)) (NP_000014.1)의 아미노산 60-290에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16586
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩