

Wb 및 Elisa용 Anti-Alpha Snap 단일클론 항체 - P54920

품목 번호: CM0003174

소개

인간 Alpha SNAP(NAPA)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 소포 수송 및 막 트래피킹 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Alpha SNAP Rabbit mAb
비고/별칭	SNAPA; Alpha SNAP
종	인간
유전자 ID (인간)	8775
유전자 ID	8775
면역원	인간 Alpha SNAP(P54920)의 아미노산 201-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54920
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백