

Anti-Alpha Snap 폴리클론항체 For Wb, Ihc-P, Elisa - P54920

품목 번호: CM0030604

소개

CamelBio의 Alpha SNAP 토끼
폴리클론항체(P54920)는 WB, IHC-P 및 ELISA에
사용하기 위한 것입니다. 이 항체는 소포체-골지체 소포
운반의 주요 중재자인 인간, 마우스 및 래트 Alpha
SNAP과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Alpha SNAP Rabbit pAb
비고/별칭	SNAPA; Alpha SNAP
종	인간
GeneID (Human)	8775
GeneID	8775
면역원	인간 Alpha SNAP (NP_003818.2)의 아미노산 1-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P54920
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백