


Wb, If, Ihc-P, Elisa용 항알파-시누클레인 단클론 항체 - P37840

품목 번호: CM0002638



소개

본 토끼 단클론 항체는 인간 알파-시누클레인(SNCA)에 대한 항체입니다. WB, IF, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 신경과학 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	α -Synuclein 토끼 PolymAb®
비고/별칭	PDI; NACP; PARK1; PARK4
종	인간
유전자 ID	6622
면역원	인간 α -Synuclein (NP_000336.1)의 아미노산 59-140번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P37840
단백질 분자량	14 kDa
배송	아이스 팩