


Anti-Alpha-Synuclein Truncation 1-119 Monoclonal Antibody [Mjff-C-24D2] For Slot Blot, If/Icc, Elisa - P37840

품목 번호: CM0008622



소개

인간 및 마우스 알파-시누클레온드 절단 1-119를 표적하는 토끼 단일클론 항체 (클론 MJFF-C-24D2). Slot blot, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 파킨슨병 및 신경과학 연구의 단백질 응집 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Alpha-synuclein Truncation 1-119 mAb [MJFF-C-24D2]
비고/별칭	PD1; NACP; PARK1; PARK4
종	인간, 마우스
GeneID (인간)	6622
GeneID	6622
면역원	인간 알파-시누클레온드 (NP_000336.1)의 아미노산 1-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	Slot blot, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P37840
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백