


슬롯 블롯(Slot Blot), Elisa용 알파-시누클레인 절단 1-122 단일클론 항체 - P37840

품목 번호: CM0006210



소개

인간 알파-시누클레인 절단 1-122를 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. 슬롯 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간과 교차 반응합니다. 파킨슨병, 시냅스 기능 및 아밀로이드 병리 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	알파-시누클레인 절단 1-122 mAb [MJFF-D-10B7]
비고/별칭	PD1; NACP; PARK1; PARK4
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6622
GeneID	6622
면역원	인간 알파-시누클레인 (NP_000336.1)의 아미노산 1-122에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	슬롯 블롯(Slot blot), ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P37840
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 백(Ice bag)