

Wb, Elisa용 항-Alpi (Iap) 다클론 항체 - P09923

품목 번호: CM0028909

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 ALPI 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 인산 대사 및 장 항상성에 관여하는 GPI 고정막 가수분해효소인 장 알칼리성 인산분해효소(IAP)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALPI 토끼 pAb
비고/별칭	IAP; ALPI
종	인간
유전자 ID	248
면역원	재조합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P09923
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스 팩