

Wb 및 Elisa용 Anti-Alpk1 토끼 다클론 항체 - Q96Qp1

품목 번호: CM0019498



소개

인간 ALPK1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 세균성 ADP-헵토스를 감지하고 NF-kB 신호전달을 활성화하는 선천면역 키나아제 ALPK1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALPK1 토끼 pAb
비고/별칭	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
종	인간
유전자 ID	80216
면역원	인간 ALPK1의 아미노산 340-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001095876.1).
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96QP1
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스팩