

Wb용 Anti-Alpk1 토끼 다클론 항체 - Q96Qp1

품목 번호: CM0019643



소개

Western blot으로 검증된 고품질 토끼 다클론 항체로, 인간 ALPK1을 표적으로 합니다. 세균성 ADP-Heptose를 감지하고 NF- κ B를 활성화하는 주요 선천면역 키나제인 알파 단백질 키나제를 인식합니다. 감염 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALPK1 토끼 pAb
비고/별칭	LAK; ROSAH; 8430410J10Rik; ALPK1
종	인간
유전자 ID	80216
면역원	인간 ALPK1의 아미노산 1~473번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_079420.3)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB
교차 반응성	인간
SWISS	Q96QP1
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스팩