

Wb, Elisa용 Anti-Alppl2 토끼 다클로날 항체 - P10696

품목 번호: CM0025743

소개

WB 및 ELISA용 인간 ALPPL2 (GCAP)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 생식세포 종양 연구 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다. 단백질 분자량 ~57 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALPPL2 Rabbit pAb
비고/별칭	GCAP, ALPPL, ALPPL2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	251
GeneID	251
면역원	인간 ALPPL2 (NP_112603.2)의 아미노산 20-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P10696
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩