

Wb, Elisa용 Anti-Als2Cr1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Gzt8

품목 번호: CM0008900

소개

인간 ALS2CR1(NIF3-like protein 1)을 표적으로 하는
고품질 토끼 단클론 항체로, Western blot 및
ELISA에서 검증되었습니다. 신경 세포 분화 및 유전자
발현 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALS2CR1 Rabbit mAb
비고/별칭	CALS-7; MDS015; ALS2CR1
종	인간
GeneID (Human)	60491
면역원	합성 펩타이드
원료 출처	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9GZT8
단백질 분자량	42 kDa
배송	아이스팩