


Anti-Alx4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H161

품목 번호: CM0030920



소개

ALX4(두개안면 및 사지 발달에 관여하는 호메오박스 전사 인자)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 쥐, 랫드와 교차 반응성을 나타냅니다. 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALX4 Rabbit pAb
비고/별칭	CRS5; FND2; ALX4
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	60529
GeneID	60529
면역원(Immunogen)	사람 ALX4 (NP_068745.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q9H161
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)