

Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Amacr 토끼 다클로날 항체 - Q9Uhk6

품목 번호: CM0017990

소개

사람 AMACR (Alpha-methylacyl-CoA racemase)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광법, 면역조직화학, ELISA에 적합합니다. 쥐 및 랫트와 교차 반응합니다. 퍼옥시좀 지방산 대사, 담즙산 합성 및 관련 대사 장애를 조사하는 데 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AMACR Rabbit pAb
비고/별칭	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	23600
GeneID	23600
면역원	사람 AMACR (NP_055139.4)의 아미노산 1-138에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q9UHK6
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백