

Wb, Elisa용 항-Amacr/P504S 토끼 단클론 항체 - Q9Uhk6

품목 번호: CM0007036

소개

인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 확인되어 WB 및 ELISA에서 검증된 항-AMACR/p504S 토끼 단클론 항체입니다. 퍼옥시좀 지방산 대사 및 담즙산 합성 연구에 이상적입니다. AMACR/p504S (Q9UHK6).

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AMACR/p504S 토끼 mAb
비고/별칭	RM; RACE; CBAS4; P504S; AMACRD; AMACR/p504S
종	인간
유전자 ID (인간)	23600
유전자 ID	23600
면역원	인간 AMACR (NP_055139.4)의 아미노산 1-138에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UHK6
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백