


Wb, Elisa용 항-Ambp 토끼 다클론 항체 - P02760

품목 번호: CM0024164



소개

인간 AMBP 단백질을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다. 산화 스트레스, 프로테아제 억제 및 조직 복구 과정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMBP 토끼 pAb
비고/별칭	AIM, HCP, ITI, UTI, EDC1, HI30, ITIL, IATIL, ITILC, AMBP
종	인간
유전자ID (인간)	259
면역원	인간 AMBP (NP_001624.1)의 아미노산 20-202에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P02760
단백질 분자량	39kDa
배송 방법	아이스백