


Wb 및 Elisa용 Anti-Ambra1 토끼 다클로날 항체 - Q9C0C7

품목 번호: CM0018712



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 AMBRA1 (DCAF3/WDR94)을 표적하는 토끼 다클로날 항체로, 마우스 교차 반응성을 가집니다. 143 kDa 오토파지 및 세포 주기 조절 인자를 검출합니다. IVD 연구 및 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ambra1 Rabbit pAb
비고/별칭	DCAF3; WDR94; Ambra1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	55626
GeneID	55626
면역원	인간 Ambra1 (NP_060219.2)의 아미노산 961-1208에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	Q9C0C7
단백질 분자량	143kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)