


Wb, Elisa용 항-Amd1 다클론 항체 - P17707

품목 번호: CM0028469



소개

AMD1 토끼 pAb는 웨스턴 블롯과 ELISA를 통해 인간, 생쥐, 쥐 시료에서 S-아데노실메티오닌 디카복실라제 전효소(SAMDC/ADOMETDC)를 특이적으로 검출합니다. 폴리아민 대사 및 배아 줄기세포 유지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AMD1 토끼 pAb
비고/별칭	AMD; SAMDC; ADOMETDC; AMD1
종	인간
유전자ID (인간)	262
유전자ID	262
면역원	인간 AMD1 (NP_001625.2)의 아미노산 75-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P17707
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스 팩