


Wb 및 Elisa용 항-Amfr 토끼 다클론 항체 - Q9Ukv5

품목 번호: CM0026568



소개

소포체 관련 분해(ERAD)에 관여하는 E3 유비퀴틴-단백질 리가아제인 인간 AMFR(gp78)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 검증을 완료하였습니다. 유비퀴틴화 및 소포체 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMFR 토끼 pAb
비고/별칭	GP78; RNF45; AMFR
종	인간
유전자 ID (인간)	267
유전자 ID	267
면역원	인간 AMFR(NP_001135.3)의 384-643 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UKV5
단백질 무게	73kDa
배송	아이스팩