

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Amh 폴리클로널 항체 - P03971

품목 번호: CM0024727



소개

인간 AMH (뿔관 억제 인자/MIS)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 생식 생물학 및 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMH Rabbit pAb
비고/별칭	MIF; MIS; AMH
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	268
GeneID	268
면역원(Immunogen)	인간 AMH (NP_000470.3)의 아미노산 360-560에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P03971
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)