


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Amhr2 단일클론 항체 - Q16671

품목 번호: CM0007799



소개

인간 AMHR2(안티뮐러리안 호르몬 타입-2 수용체)에 대한 토끼 단일클론 항체. 별칭:

AMHR/MRII/MISR2/MISRII. WB 및 ELISA에서 검증됨. 면역원: 아미노산 50-150 내 합성 펩타이드. 생식 생물학 및 신호 전달 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AMHR2 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	AMHR; MRII; MISR2; MISRII; AMHR2
종	인간
GeneID (인간)	269
GeneID	269
면역원	합성 펩타이드: 인간 AMHR2 (NP_065434.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16671
단백질 분자량	52kDa/63kDa
배송	아이스백