


Wb, Elisa용 Anti-Amhr2 토끼 단일클론 항체 - Q16671

품목 번호: CM0006529



소개

인간 AMHR2(안타-뮐러리안 호르몬 타입-2 수용체)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. TGF-베타 신호 전달, 성 결정 및 생식 생물학 연구에 이상적입니다. 인간 AMHR2 단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMHR2 Rabbit mAb
비고/별칭	AMHR; MR1; MISR2; MISRI; AMHR2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	269
GeneID	269
면역원	인간 AMHR2 (NP_065434.1)의 아미노산 18-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q16671
단백질 크기	63 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)