


Wb, Elisa용 항-Amot 다클론 항체 - Q4Vcs5

품목 번호: CM0020032



소개

인간 양지오모틴(angiomotin, AMOT)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차반응성이 있습니다. 밀착연접 및 세포이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AMOT 토끼 pAb
비고/별칭	AMOT; 양지오모틴
종	인간
유전자ID (인간)	154796
유전자ID	154796
면역원	인간 AMOT (NP_001106962.1)의 아미노산 1000-1084 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q4VCS5
단백질 분자량	118kDa
배송 방식	아이스팩