


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Amot Rabbit Polyclonal Antibody - Q4Vcs5

품목 번호: CM0025415



소개

인간 AMOT(안지오모틴)을 표적하는 웨스턴 블롯 및 ELISA용 토끼 폴리클론 항체. 티이트 정선, 내피 세포 이동, Hippo 신호 전달 연구에 적합. 쥐와 교차 반응. SWISS: Q4VCS5.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AMOT Rabbit pAb
비고/별칭	AMOT
종	인간
GeneID (Human)	154796
GeneID	154796
면역원	인간 AMOT (NP_573572.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q4VCS5
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스백