

Anti-Amotl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8Iy63

품목 번호: CM0024599

소개

인간 AMOTL1(Angiomotin-like protein 1)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로 Western blot 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. Wnt 신호 전달 및 티이트 정션 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AMOTL1 Rabbit pAb
비고/별칭	JEAP; AMOTL1
종	인간
유전자 ID (인간)	154810
유전자 ID	154810
면역원	인간 AMOTL1 (NP_570899.1)의 아미노산 810-900에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IY63
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스백