

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Amotl2 토끼 다클론 항체 - Q9Y2J4

품목 번호: CM0021677

소개

AMOTL2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 액틴 구조, 세포 연결, 히포/Wnt 신호전달 조절인자인 인간 및 마우스 안지오토티 유사 단백질 2를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AMOTL2 토끼 pAb
비고/별칭	LCCP; AMOTL2
종	인간
유전자 ID (인간)	51421
유전자 ID	51421
면역원	인간 AMOTL2 (NP_001265612.1)의 아미노산 638-837에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y2J4
단백질 분자량	86kDa
배송 방식	아이스 팩