

Anti-Ampd1 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P23109

품목 번호: CM0024972

소개

인간 AMPD1(AMP 탈아미노효소 1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플에 적합하며, 에너지 대사 효소를 평가합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMPD1 Rabbit pAb
비고/별칭	MAD; MADA; MMDD; AMPD1
종	인간
GeneID (인간)	270
GeneID	270
면역원	인간 AMPD1 (NP_001166097.1)의 아미노산 50-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23109
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스팩