


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Amph 토끼 다클로날 항체 - P49418

품목 번호: CM0029157



소개

웨스턴 블랏, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-AMPH 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 샘플의 암피피신(~76 kDa)을 검출합니다. 외분비, 시냅스 소포 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMPH Rabbit pAb
비고/별칭	AMPH1; AMPH
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	273
GeneID	273
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트
SWISS	P49418
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스백