


Anti-Amphiregulin (Areg) Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc, Elisa - P15514

품목 번호: CM0014453



소개

인간 Amphiregulin (AREG)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 표적 분자량은 약 28 kDa입니다. EGFR 리간드 신호 전달 및 세포 성장 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AREG Rabbit pAb
비고/별칭	AR; SDGF; AREGB; CRDGF; AREG
종	인간(Human)
GeneID (인간)	374
GeneID	374
면역원	인간 AREG (NP_001648.1)의 아미노산 20-252에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P15514
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백