


Wb, Elisa용 항-암피레굴린(Anti-Amphiregulin) 단일클론항체 - P15514

품목 번호: CM0011546



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 재조합 인간 암피레굴린 단일클론항체입니다. EGFR 수용체의 리간드인 인간 및 쥐(Rat) 암피레굴린(AREG)을 인식하며, 성장 인자 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	암피레굴린 마우스 단일클론항체(Amphiregulin Mouse mAb)
비고/별칭	AR; SDGF; AREGB; CRDGF
종	인간
GeneID (인간)	374
GeneID	374
면역원	재조합 단백질: 인간 암피레굴린의 아미노산 25-252에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001648.1).
출처	마우스
카테고리	단일클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐(Rat)
SWISS	P15514
단백질 무게	28 kDa
배송	아이스팩