

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Ampk 알파 1/2 단일클론 항체 - Q13131 / P54646

품목 번호: CM0012109



소개

인간 AMPK 촉매 소단위체 알파-1(PRKAA1) 및 알파-2(PRKAA2)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 대사, 자가포식 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMPK alpha 1/2 Rabbit mAb
비고/별칭	AMPK; AMPKα1; AMPK alpha 1; AMPK alpha 2; AMPKα2;
종	인간
유전자 ID (인간)	5562/5563
유전자 ID	5562/5563
면역원	재조합 단백질 인간 AMPK alpha 1(NP_006242.5)의 아미노산 13-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13131/P54646
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스팩