

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Ampka1 다클론 항체 - Q13131

품목 번호: CM0016130



소개

AMPKα1(PRKAA1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫드와 반응합니다. 64 kDa에서 내인성 AMPKα1 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMPKα1 토끼 pAb
비고/별칭	AMPK; AMPKα1; AMPK alpha 1; AMPKα1
종	사람
GeneID	5562
면역원	합성 펩타이드 사람 AMPKα1(NP_006242.5)의 아미노산 381-520 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q13131
단백질 분자량	64kDa
배송	얼음팩