

Anti-Ampka1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13131

품목 번호: CM0019051



소개

WB 및 ELISA에 검증되고 마우스 교차 반응성을 갖는 AMPKα1 (PRKAA1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. AMPKα1은 대사, 오토파지, 전사를 조절하는 핵심 에너지 센서로서 연구 및 진단 애플리케이션에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMPKα1 Rabbit pAb
비고/별칭	AMPK; AMPKα1; AMPK alpha 1; AMPKα1
유전자 ID (인간)	5562
면역원	인간 AMPKα1 (NP_006242.5)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q13131
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백