

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ampka1/Ampka2 토끼 다클로날 항체 - Q13131 / P54646

품목 번호: CM0023791



소개

AMPK의 촉매 소단위인 AMPKa1/AMPKa2를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드의 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 약 64/65 kDa 밴드를 검출합니다. 에너지 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMPKa1/AMPKa2 Rabbit pAb
비고/별칭	AMPKa1/AMPKa2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5562/5563
GeneID	5562/5563
면역원	사람 AMPKa1/AMPKa2 (NP_006242.5)의 아미노산 5-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫드 (Rat)
SWISS	Q13131/P54646
단백질 분자량	64kDa/65kDa
배송	아이스백