

에너지 대사 연구용 Anti-Ampka2 토끼 다클로날 항체 - P54646

품목 번호: CM0015393



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 검증된 AMPKα2 토끼 pAb; 인간 및 쥐와 반응합니다. AMPK 신호 전달, 오토파지 및 대사 질환 연구에 이상적입니다. - P54646.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	AMPKα2 Rabbit pAb
비고/별칭	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPKα2; AMPKα
종(Species)	Human
GeneID	5563
면역원(Immunogen)	인간 PRKAA2 (NP_006243.2)의 아미노산 270-343을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Rat
SWISS	P54646
단백질 분자량(Protein Weight)	62kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)