

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ampka2 토끼 다클론 항체 - P54646

품목 번호: CM0013880



소개

AMPK 에너지 센서 키나아제의 촉매 소단위체인 인간 AMPK α 2에 대해 검증된 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA용으로 설계되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 대사 및 세포 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMPK α 2 토끼 pAb
비고/별칭	AMPK; AMPK2; PRKAA; AMPK α 2; AMPK α 2
종	인간
GeneID (인간)	5563
GeneID	5563
면역원	인간 AMPK α 2(NP_006243.2)의 아미노산 270-343에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P54646
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백