


Wb, Elisa용 Anti-Ampky1 다클론 항체 - P54619

품목 번호: CM0020262



소개

AMPK γ 1(PRKAG1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. AMPK 신호 전달 및 에너지 대사 연구에 적합합니다. 단백질 분자량: 38kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMPK γ 1 토끼 다클론 항체
비고/별칭	AMPKG; AMPK γ 1
종	사람
GeneID	5571
면역원	합성 펩타이드, 사람 AMPK γ 1(NP_002724.1)의 아미노산 100~200번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P54619
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩