

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ampkβ1 폴리클로날 항체 - Q9Y478

품목 번호: CM0025442



소개

WB, IHC-P, ELISA용 AMPKβ1에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응; 약 30kDa에서 내인성 AMPKβ1을 검출합니다. 에너지 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMPKβ1 토끼 pAb
비고/별칭	AMPK; HAMPKb; AMPKβ1
종	인간
유전자 ID (인간)	5564
유전자 ID	5564
면역원	합성 펩타이드 인간 AMPKβ1 (NP_006244.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y478
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백