

Wb, If/Icc 및 Elisa용 Anti-Ampkβ1 다클론 항체(Ko 검증 완료) - Q9Y478

품목 번호: CM0013579



소개

AMPKβ1 소단위체(PRKAB1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 인간, 생쥐 및 랫드의 AMPKβ1을 검출합니다. 에너지 대사, AMPK 신호전달 및 대사 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 사항
제품명	[KO 검증 완료] AMPKβ1 토끼 pAb
비고/별칭	AMPK; HAMPKb; β1
종	인간
GeneID (인간)	5564
GeneID	5564
면역원	인간 AMPKβ1(NP_006244.2)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	Q9Y478
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩