

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ampkβ1 토끼 단일클론 항체 - Q9Y478

품목 번호: CM0012341



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 AMPKβ1(PRKAB1) 표적 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 생쥐 및 랫드 AMPKβ1을 검출합니다. 에너지 대사 및 AMPK 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMPKβ1 토끼 mAb
비고/별칭	AMPK; HAMPKb; AMPKβ1
종	인간
GeneID(인간)	5564
GeneID	5564
면역원	합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	Q9Y478
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스팩