

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Amt 폴리클로날 항체 - P48728

품목 번호: CM0030822



소개

인간 AMT에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 AMT를 인식합니다. 글리신 분해 시스템 및 미토콘드리아 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AMT Rabbit pAb
비고/별칭	GCE; NKH; GCST; GCVT; AMT
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	275
유전자 ID	275
면역원(Immunogen)	인간 AMT (NP_001158184.1)의 아미노산 107-386에 상응하는 서열을 포함하는 제조업 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P48728
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)